



Banda Matriz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

PRODUTO INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES, NÃO PERMITINDO EXTRAVASAR O MATERIAL RESTAURADOR QUE SE COLOCA NO DENTE.

COMPOSIÇÃO DO PRODUÇÃO:

AÇO INOX – AISI 304

MODELOS DO PRODUTO:

BANDA MATRIZ 5 - 0,05 x 5MM

BANDA MATRIZ 7 - 0,05 x 7MM

DIMENSÕES:

BANDA MATRIZ 5

ESPESSURA: 0,05mm \pm 0,01

LARGURA: 5mm \pm 1

BANDA MATRIZ 7

ESPESSURA: 0,05mm \pm 0,01

LARGURA: 7mm \pm 1

OBSERVAÇÕES DO PRODUTO:

INODORO E ATÓXICO

INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:

PRODUTO INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES, NÃO PERMITINDO EXTRAVASAR O MATERIAL RESTAURADOR QUE SE COLOCA NO DENTE.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS:

USO PROFISSIONAL, USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTAR APÓS O USO

ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO:

COLOCA-SE A PEÇA ENTRE OS DENTES, DE MODO QUE O PACIENTE MORDA A LATERAL SERRILHADA.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

MANTER O PRODUTO EM LOCAL SECO, LIMPO, AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE, TRANSPORTAR SEM VIOLAR A EMBALAGEM.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

EMBALAGEM COM 01 UNIDADE

EMBALAGEM COM 12 UNIDADES

REGISTRO DO PRODUTO:

REGISTRO ANVISA Nº: 800.896.20008

PREVEN[®]

