



BROQUEIRO ALUMÍNIO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

PRODUTO UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

ALUMÍNIO

MODELOS DO PRODUTO:

BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS CA
BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS FG
BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS MISTO
BROQUEIRO ALUMÍNIO 21 FUROS FG
BROQUEIRO ALUMÍNIO 21 FUROS MISTO
BROQUEIRO ALUMÍNIO 24 FUROS MISTO
BROQUEIRO ALUMÍNIO 24 FUROS FG
BROQUEIRO ALUMÍNIO 30 FUROS FG
BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 FUROS FG
BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 FUROS MISTO
BROQUEIRO ALUMÍNIO 78 FUROS MISTO

DIMENSÃO DO PRODUTO:

BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS CA:
COMPRIMENTO DA BASE:41mm \pm 1, Largura da Base:26mm \pm 1 e Altura:28mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS FG:
COMPRIMENTO DA BASE:41mm \pm 1, Largura da Base:26mm \pm 1 e Altura:28mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS MISTO:
COMPRIMENTO DA BASE:41mm \pm 1, Largura da Base:26mm \pm 1 e Altura:29mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 21 FUROS FG:
COMPRIMENTO DA BASE:54mm \pm 1, Largura da Base:26mm \pm 1 e Altura:29mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 21 FUROS MISTO:
COMPRIMENTO DA BASE:54mm \pm 1, Largura da Base:26mm \pm 1 e Altura:29mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 24 FUROS MISTO:
COMPRIMENTO DA BASE:60mm \pm 1, Largura da Base:26mm \pm 1 e Altura:28mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 24 FUROS FG:
COMPRIMENTO DA BASE:60mm \pm 1, Largura da Base:26mm \pm 1 e Altura:28mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 30 FUROS FG:
COMPRIMENTO DA BASE:72mm \pm 1, Largura da Base:26mm \pm 1 e Altura:29mm \pm 1

PREVEN®





BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 FUROS FG:

COMPRIMENTO DA BASE:80mm \pm 1, Largura da Base:51mm \pm 1 e Altura:29mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 FUROS MISTO:

COMPRIMENTO DA BASE:80mm \pm 1, Largura da Base:51mm \pm 1 e Altura:29mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 78 FUROS MISTO:

COMPRIMENTO DA BASE:100mm \pm 1, Largura da Base:51mm \pm 1 e Altura:29mm \pm 1

INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:

PRODUTO INDICADO PARA AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS:

NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZAR ANTES DO USO, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVE À 121° POR 30 MINUTOS

ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO:

COLOCAR A BROCA NO ORIFÍCIO CORRESPONDENTE LOCALIZADO NA BASE DO PRODUTO

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

MANTER O PRODUTO EM LOCAL SECO, LIMPO, AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE, TRANSPORTAR SEM VIOLAR A EMBALAGEM.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.

REGISTRO DO PRODUTO:

ANVISA: 800.896.20017

PREVEN®

