



## DISCO DE POLIMENTO PREVEN

### DEFINIÇÃO

PRODUTO UTILIZADO PARA POLIMENTO EM ESTRUTURAS DE RESINA E PORCELANA

### MODELO DO PRODUTO

DISCO DE POLIMENTO ½ DURO

DISCO DE POLIMENTO ½ MACIO

### INDICAÇÕES

DISCO DE POLIMENTO ½ DURO – INDICADO PARA ESTRUTURAS EM RESINAS

DISCO DE POLIMENTO ½ MACIO – INDICADO PARA ESTRUTURAS EM PORCELANAS

### COMPOSIÇÃO

FELTRO

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DISCO DE POLIMENTO ½ DURO:

DIÂMETRO: 10MM ±1

ESPESSURA: 4MM ±1





**DISCO DE POLIMENTO ½ MACIO:**

DIÂMETRO: 10MM ±1

ESPESSURA: 4MM ±1

**ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES**

USO PROFISSIONAL, USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTAR APÓS O USO

**TÉCNICA DE USO**

COLOCAR O DISCO DE POLIMENTO NA CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO E POSTERIORMENTE ACIONAR A CANETA PARA EFETUAR O PROCEDIMENTO DE POLIMENTO, PODE-SE UTILIZAR COMO COMPLEMENTO AUXILIAR A PASTA PROFILÁTICA OU PÓ ABRASIVO. <sup>®</sup>

**ARMAZENAMENTO**

MANTER O PRODUTO EM LOCAL SECO, LIMPO, AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE.

**PREVEN**

