



MOLDEIRA DUPLA PARA FLUOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

PRODUTO UTILIZADO PARA APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR.

MODELO DO PRODUTO:

MOLDEIRA DUPLA PARA FLÚOR PEQUENA
MOLDEIRA DUPLA PARA FLÚOR MÉDIA
MOLDEIRA DUPLA PARA FLÚOR GRANDE
MOLDEIRA DUPLA PARA FLÚOR MISTA

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

ESPUMA DE POLIÉSTER
POLIESTIRENO

INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:

PRODUTO UTILIZADO PARA APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR PROPORCIONANDO O AUMENTO DE RESISTÊNCIA A CÁRIE.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS:

USO PROFISSIONAL, USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTAR APÓS O USO.

ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO:

DOBRAR A MOLDEIRA DE FORMA QUE FIQUE O LADO DA ESPUMA PARA FORA.
EM SEGUIDA COLOCAR O FLÚOR GEL E ENCAIXAR NA BOCA DO PACIENTE, PERMANECENDO POR UM PERÍODO DE 1 A 4 MINUTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DO GEL.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

MANTER O PRODUTO EM LOCAL SECO, LIMPO, AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE, TRANSPORTAR SEM VIOLAR A EMBALAGEM.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

CAIXA COM 50 UNIDADES - PEQUENA – MÉDIA – GRANDE
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - PEQUENA – MÉDIA – GRANDE - MISTA

REGISTRO DO PRODUTO:

ANVISA: 800.896.20011

