



PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO É INDICADO PARA REGISTRO DAS ÁREAS DE CONTATO ENTRE OS DENTES ANTAGONISTAS, PERMITINDO O CORRETO AJUSTE OCLUSAL DAS SUPERFÍCIES DAS RESTAURAÇÕES DENTARIAS E INDICADO COMO AUXILIAR NA CORRETA MONTAGEM DE ENTES ARTIFICIAIS EM PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS E EM PRÓTESE LOCAIS.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

PAPEIS ESPECIAIS, CERAS VEGETAIS, PIGMENTOS, ÓLEOS VEGETAIS, PARAFINA E VASELINA

INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:

POSICIONAR O PAPEL NAS SUPERFÍCIE OCLUSAL DOS DENTES OU PRÓTESE A SEREM TESTADOS.
ARTICULAR OS DENTES PARA MARCAR OS PONTOS DE CONTATO OCLUSAL.
AJUSTAR COM INSTRUMENTOS ADEQUADOS ONDE SE FIZER NECESSÁRIO

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS:

USO PROFISSIONAL, USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTAR APÓS O USO.

ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO:

UTILIZAR NA BOCA DO PACIENTE OU NO MODELO DE GESSO PARA A REALIZAÇÃO DE AJUSTE DE OCLUSAL E EM DENTES E PEÇAS PROTÉTICAS

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

MANTER O PRODUTO EM LOCAL SECO, LIMPO, AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE, TRANSPORTAR SEM VIOLAR A EMBALAGEM.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

EMBALAGEM COM 12 ENVELOPES

REGISTRO DO PRODUTO:

ANVISA: 800.896.29002

