



PINO DE PIVÔ DOURADO PREVEN

DEFINIÇÃO

É INDICADO PARA A FIXAÇÃO DA COROA PROTÉTICA

MODELO DO PRODUTO

PINO DE PIVÔ DOURADO C/100

INDICAÇÕES

INDICADO PARA FIXAÇÃO DA COROA PROTÉTICA

COMPOSIÇÃO

LATÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO: 13,10MM \pm 2

ESPESSURA MAIOR: 3,20MM \pm 2

DIÂMETRO: 2,37MM \pm 3

ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES

USO PROFISSIONAL, USO ÚNICO

TÉCNICA DE USO

CIMENTAR O PINO DE PIVÔ NO FUNDO DO CANAL DO DENTE PARA FORTALECER O MESMO E APÓS FAZER A FIXAÇÃO DA COROA





ARMAZENAMENTO

MANTER O PRODUTO EM LOCAL SECO, LIMPO, AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE.

