



BROQUEIRO ALUMÍNIO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

PRODUTO UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

ALUMÍNIO

MODELOS DO PRODUTO:

BROQUEIRO ALUMÍNIO 06 FUROS FG BASE 15 F
BROQUEIRO ALUMÍNIO 07 FUROS FG BASE 21 F
BROQUEIRO ALUMÍNIO 10 FUROS CA DOMINÓ
BROQUEIRO ALUMÍNIO 10 FUROS FG
BROQUEIRO ALUMÍNIO 10 FUROS FG DOMINÓ
BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS CA
BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS CA ENDO ALT 37
BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS FG
BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS FG HASTE CURTA
BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS MISTO
BROQUEIRO ALUMÍNIO 21 FUROS CA
BROQUEIRO ALUMÍNIO 21 FUROS FG
BROQUEIRO ALUMÍNIO 21 FUROS MISTO
BROQUEIRO ALUMÍNIO 24 FUROS CA
BROQUEIRO ALUMÍNIO 24 FUROS MISTO
BROQUEIRO ALUMÍNIO 24 FUROS FG
BROQUEIRO ALUMÍNIO 30 FUROS FG
BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 FUROS FG
BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 FUROS MISTO
BROQUEIRO ALUMÍNIO 78 FUROS FG
BROQUEIRO ALUMÍNIO 78 FUROS MISTO
BROQUEIRO ALUMÍNIO PM 24 FUROS CA ALT 55 – BASE 60 F
BROQUEIRO ALUMÍNIO PM 24 FUROS CA ALT 65 – BASE 60 F
BROQUEIRO ALUMÍNIO PM ALTO 60
BROQUEIRO ALUMÍNIO PM ALTO 65
BROQUEIRO ALUMÍNIO PM BAIXO 55
BROQUEIRO ALUMÍNIO PM DISCO 05 FUROS

DIMENSÃO DO PRODUTO:

BROQUEIRO ALUMÍNIO 06 FUROS FG BASE 15 F:

COMPRIMENTO DA BASE:41mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:29mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 07 FUROS FG BASE 21 F:

COMPRIMENTO DA BASE:54mm ±1, Largura da Base:25mm ±1 e Altura: 28mm ±1





BROQUEIRO ALUMÍNIO 10 FUROS CA DOMINÓ:

COMPRIMENTO DA BASE:41mm±1, Largura da Base:25mm ±1 e Altura:32mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 10 FUROS FG:

COMPRIMENTO DA BASE:41mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:29mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 10 FUROS FG DOMINÓ:

COMPRIMENTO DA BASE:41mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:29mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS CA:

COMPRIMENTO DA BASE:41mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:28mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS CA ENDO ALT 37:

COMPRIMENTO DA BASE:41mm ±1, Largura da Base:25mm ±1 e Altura:37mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS FG:

COMPRIMENTO DA BASE:41mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:28mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS FG HASTE CURTA:

COMPRIMENTO DA BASE:41mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:23mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 15 FUROS MISTO:

COMPRIMENTO DA BASE:41mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:29mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 21 FUROS CA:

COMPRIMENTO DA BASE:54mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:29mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 21 FUROS FG:

COMPRIMENTO DA BASE:54mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:29mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 21 FUROS MISTO:

COMPRIMENTO DA BASE:54mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:29mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 24 FUROS CA:

COMPRIMENTO DA BASE:60mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:29mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 24 FUROS MISTO:

COMPRIMENTO DA BASE:60mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:28mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 24 FUROS FG:

COMPRIMENTO DA BASE:60mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:28mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 30 FUROS FG:


COMPRIMENTO DA BASE:72mm ±1, Largura da Base:26mm ±1 e Altura:29mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 FUROS FG:

COMPRIMENTO DA BASE:80mm ±1, Largura da Base:51mm ±1 e Altura:29mm ±1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 60 FUROS MISTO:

COMPRIMENTO DA BASE:80mm ±1, Largura da Base:51mm ±1 e Altura:29mm ±1





BROQUEIRO ALUMÍNIO 78 FUROS FG:

COMPRIMENTO DA BASE:100mm \pm 1, Largura da Base:51mm \pm 1 e Altura:28mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO 78 FUROS MISTO:

COMPRIMENTO DA BASE:100mm \pm 1, Largura da Base:51mm \pm 1 e Altura:29mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO PM 24 FUROS CA ALT 55 – BASE 60 F:

COMPRIMENTO DA BASE:80mm \pm 1, Largura da Base:51mm \pm 1 e Altura:55mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO PM 24 FUROS CA ALT 65 – BASE 60 F:

COMPRIMENTO DA BASE:80mm \pm 1, Largura da Base:51mm \pm 1 e Altura:65mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO PM ALTO 60:

COMPRIMENTO DA BASE:60mm \pm 1, Largura da Base:38mm \pm 1 e Altura:60mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO PM ALTO 65:

COMPRIMENTO DA BASE:60mm \pm 1, Largura da Base:38mm \pm 1 e Altura:65mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO PM BAIXO 55:

COMPRIMENTO DA BASE:60mm \pm 1, Largura da Base:38mm \pm 1 e Altura:55mm \pm 1

BROQUEIRO ALUMÍNIO PM DISCO 05 FUROS:

COMPRIMENTO DA BASE:32mm \pm 1, Largura da Base:26mm \pm 1 e Altura:51mm \pm 1

INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:

PRODUTO INDICADO PARA AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS:

NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZAR ANTES DO USO, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVE À 121° POR 30 MINUTOS

ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO:

COLOCAR A BROCA NO ORIFÍCIO CORRESPONDENTE LOCALIZADO NA BASE DO PRODUTO

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

MANTER O PRODUTO EM LOCAL SECO, LIMPO, AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE, TRANSPORTAR SEM VIOLAR A EMBALAGEM.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.

REGISTRO DO PRODUTO:

ANVISA: 800.896.20017

